

HPLC Analysis for V388402 Ivosidenib

仪器:U3000 序列:20230927


页码 1 / 1

色谱图和结果

进样信息

进样名称:	IV-0-20230927	运行时间 (min):	45.00
瓶号:	BA1	进样量:	2.00
进样类型:	未知	通道:	UV_VIS_1
校正级别:		波长:	254
仪器方法:	IV-0 95-40-95 45min 254nm	带宽:	n.a.
处理方法:	定量	稀释因子:	1.0000
进样日期时间:	2023/09/27 14:53	样品重量:	1.0000

色谱图



积分结果

序号	峰名称	保留时间 min	峰面积 mAU*min	峰高 mAU	相对峰面积 %	相对峰高 %
1	组分 1	12.690	0.006	0.108	0.01	0.01
2	组分 2	23.458	0.012	0.135	0.02	0.02
3	组分 3	26.583	79.083	813.025	99.92	99.91
4	组分 4	27.070	0.013	0.158	0.02	0.02
5	组分 5	28.725	0.029	0.300	0.04	0.04
6	组分 6	30.173	0.006	0.054	0.01	0.01
总和:			79.150	813.780	100.00	100.00