


样品信息

样品名称:	BAY57-1293	采集者:	System
样品类型:	10	样品组名称:	Y070
瓶号:	1	采集方法组:	Y070_TM3
进样次数:	5.00 ul	处理方法:	02
进样体积:	30.0 Minutes	通道名称:	246.0 纳米
运行时间:		处理通道注释:	PDA 246.0 纳米
采集时间:	2023-6-8 13:22:58 HKT		
处理时间:	2023-6-8 16:59:40 HKT		

自动标尺色谱图



峰结果

	保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	高度 (微伏)	% 面积
1	6.554	11078	848	0.08
2	8.247	13261609	1455788	99.15
3	12.073	19409	1916	0.15
4	12.560	75670	8193	0.57
5	16.700	4516	375	0.03
6	18.732	3327	303	0.02

