



HPLC Analysis for V11692 AS-HK014

样品信息

采集人 :huo
样品名称 :W
色谱柱 :Diamonsil 5um C18(2) 4.6*200mm
检测波长 :254nm
流动相 :甲醇:水=80:20
报告文件名 :W



色谱图



1 检测器 A 通道1 / 254nm

峰表

检测器 A Ch1 254nm

峰#	保留时间	面积	高度	面积 %
1	1.736	4842	746	0.044
2	2.140	5799	1014	0.053
3	2.526	10856796	1094295	99.501
4	3.106	43847	5658	0.402
总计		10911285	1101714	100.000