


HPLC Analysis for V7617801 HEP-1 (Human ezrin peptide (324-337))

单次进样报告




Agilent Technologies

数据文件: 2025-05-12 10-35-46+08-00-03. dx
序列名称: QC-HPLC-01-2025-05-12 09-49-44+08-00 项目名称: 定制肽
样品名称: 800974 批号: 250425
仪器: QC-HPLC-01 操作者: 刘丽
进样体积: 20.000 进样日期: 2025-05-12 10:36:37+08:00
采集方法: 纯度 (8%-23% B in 15min). amx 位置: P1-A3
处理方法: *纯度-1. pmx 类型: 样品
手动修改: 无 样品含量: 0.00



信号: VWD1A, Wavelength=220 nm

保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积	高度	峰面积%	名称
12.473	BV F	0.27	9.09	1.04	0.22	
12.714	VV	0.78	4114.23	316.30	99.54	
13.357	VB B	0.26	9.84	0.86	0.24	
		总和	4133.15			



Product Name: HEP-1
(Human ezrin peptide (324-337))
InvivoChem Cat #: V76178
CAS #: 174641-44-2
Batch #: V7617801
Formula: C74H132N26O27
Molecular Weight: 1817.99789619446