


样品名称: 100-452-2 HPLC Analysis for V319303 CA3 (CIL-56)

操作者 : 序列行 : 1
 仪器 : 仪器 1 位置 : 样品瓶 2
 进样日期 : 2024/11/12 9:09:04 进样次数 : 1
 采集方法 : D:\SHIYANSHUJU\SHUJU\DEF_LC 2024-11-12 09-08-00\HMMM.M
 最后修改 : 2024/11/12 9:16:59
 (调用后修改) 进样量 : 1.000 µl
 分析方法 : D:\SHIYANSHUJU\FANGFA\HMMM.M
 最后修改 : 2024/11/15 17:04:56
 LC-2 : 紫外□□波□, 254nm, 乙□加水做溶□, 乙□ : 水 (0.1%TFA) = 90:10 T=
 30, 流速□0.8 ml/min, 保留□□□4.116 min,



面积百分比报告

排序 : 信号
 乘积因子: 1.0000
 稀释因子: 1.0000
 内标使用乘积因子和稀释因子

信号 1: DAD1 A, Sig=254,4 Ref=360,100

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	2.176	BB	0.0668	6.14365	1.35805	0.1745
2	4.116	BB	0.0734	3513.69116	739.44983	99.8255

总量 : 3519.83481 740.80788

*** 报告结束 ***