


单次进样报告



Agilent Technologies


数据文件: 2025-07-18 11-46-16+08-00-01. dx
序列名称: QC-HPLC-01-2025-07-18 11-46-09+08-00 项目名称: 定制肽
样品名称: 800729 批号: 250603
仪器: QC-HPLC-01 操作者: 刘丽
进样体积: 20.000 进样日期: 2025-07-18 11:47:10+08:00
采集方法: 纯度 (35%-55% B in 20min.) . amx 位置: P1-A1
处理方法: *纯度. pmx 类型: 样品
手动修改: 无 样品含量: 0.00

VWD1A, Wavelength=220 nm



信号: VWD1A, Wavelength=220 nm

保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积	高度	峰面积%	名称
7.682	HH	1.03	25305.29	1400.10	98.20	
8.411	HH	0.06	16.34	4.23	0.06	
8.648	HV	0.29	161.44	13.75	0.63	
8.728	VH B	0.30	112.08	11.53	0.43	
9.174	HH	0.26	93.34	8.78	0.36	
9.307	HH	0.27	48.52	5.71	0.19	
9.842	VH	0.42	32.26	2.05	0.13	
		总和	25769.26			



Product Name: IDR-1018 (non-amidated)
InvivoChem Cat #: V107943
CAS #: 1453221-07-2
Batch #: V10794301
Formula: C71H125N25O13
Molecular Weight: 1536.92