

HPLC Analysis for V7456301 Retatrutide

仪器: YQ-QC-058 序列: 有关物质 含量


页码 1 / 1

色谱图和结果

进样信息

仪器操作员:	于文静	运行时间 (min):	59.99
进样名称:	瑞他鲁肽 HG-002-20250801	进样量(μl):	10.00
仪器方法:	瑞他鲁肽 有关物质检测方法	瓶号:	Vial:25
处理方法:	定量	波长(nm):	214
进样日期/时间:	2025/08/11 19:52:07	流速(ml/min):	0.8
打印日期/时间:	2025/08/12 09:18:32	柱温(°C):	60
存储位置:	YQ-QC-058 2025年\研发\瑞他鲁肽\数据\HG-002-20250801		
打印人:	于文静		

色谱图



积分结果

序号	保留时间 min	峰面积 mAU*min	峰宽 min	峰高 mAU	不对称度 (EP)	相对峰面积 %	塔板数 (EP)	分离度 (EP)
1	26.295	0.165	0.203	1.312	0.831	0.090	259014	n.a.
2	26.533	0.429	0.330	2.985	n.a.	0.234	n.a.	n.a.
3	26.645	0.175	0.017	1.819	n.a.	0.095	n.a.	n.a.
4	26.941	182.026	0.411	745.720	2.057	99.156	74690	n.a.
5	27.552	0.286	0.030	2.639	n.a.	0.156	n.a.	n.a.
6	27.780	0.395	0.341	2.163	n.a.	0.215	n.a.	n.a.
7	28.086	0.101	0.292	0.575	1.469	0.055	145422	n.a.
总和:		183.576	1.623	757.213	4.358	100.000	479126	0.000

于文静 2025年08月12日