

## HPLC Analysis for V1606401 Tenofovir alafenamide hemifumarate


## 分析报告

## 〈样品信息〉

样品名 : TAF-260101  
 数据文件名 : TAF-260101.lcd  
 采集方法 : TAF.lcm  
 处理方法 : TAF.lcm  
 样品瓶号 : 1-19  
 进样体积 : 10  $\mu$ L  
 分析日期 : 2026/1/12 09:34:00  
 处理日期 : 2026/1/12 11:10:14

分析者 : luoyaolan  
 处理者 : luoyaolan


## 〈色谱图〉



## 〈峰表〉

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%
1	7.628	15960	2432	0.050
2	11.682	25419	4379	0.080
3	18.124	9318	916	0.029
4	19.248	22197	3995	0.070
5	31.759	31735040	945248	99.712
6	42.076	9437	1347	0.030
7	42.931	9427	1236	0.030
总计		31826798	959553	100.000



**Product Name:** Tenofovir alafenamide hemifumarate  
**InvivoChem Cat #:** V16064  
**CAS #:** 1392275-56-7  
**Batch #:** V1606401  
**Formula:** C<sub>46</sub>H<sub>62</sub>N<sub>12</sub>O<sub>14</sub>P<sub>2</sub>  
**Molecular Weight:** 1069.0195

TAF- 1-379-5 - TAF-260101.lcd