


## 色谱图和结果

### 进样信息


仪器操作员: 李永强	运行时间 (min): 49.99
进样名称: 定制肽5 HG-001-20260201	进样量(μl): 20.00
仪器方法: 定制肽5有关物质检测方法	瓶号: Vial:12
处理方法: 定量	波长(nm): 220
进样日期时间: 2026/02/05 15:04:55	流速(ml/min): 0.8
处理日期时间: 2026/02/05 16:38:26	柱温(°C): 60.0
打印日期时间: 2026/02/05 16:39:09	打印人: 李永强
存储位置: 研发\定制肽5HG-001-20260201	

### 色谱图



### 积分结果

序号	保留时间 min	峰面积 mAU*min	峰类型	峰高 mAU	不对称度 (EP)	相对峰面积 %	塔板数 (EP)	分离度 (EP)
1	18.545	0.162	BM	1.963	n.a.	0.119	n.a.	n.a.
2	18.627	0.308	MB	2.274	n.a.	0.226	n.a.	n.a.
3	21.195	0.111	BMB	1.108	1.062	0.082	277128	1.101
4	21.675	134.683	BM	314.257	4.205	99.102	14753	2.814
5	23.102	0.639	MB	2.623	n.a.	0.470	92914	n.a.
总和:		135.903	0.000	322.225	5.267	100.000	384795	3.915



**Product Name:** Tesamorelin acetate  
**InvivoChem Cat #:** V83247  
**CAS #:** 218949-48-5  
**Batch #:** V8324702  
**Formula:** C221H366N72O67S  
**Molecular Weight:** 5135.77798604965

李永强 2026/02/05