


HPLC Analysis for V1609601 Terlipressin acetate

样品信息

样品名称:	C0001 (P20041401)	采集者:	dingyuchen
样品类型:	未知	样品组名称:	2024010401
瓶号:	10	采集方法组:	C0001_RS_01
进样次数:	1	处理方法:	C0001_02
进样体积:	10.00 μ l	通道名称:	2487通道 1
运行时间:	20.0 Minutes	处理通道注释:	2487通道 1
采集时间:	2024/1/4 13:07:09 CST		
处理时间:	2024/1/4 14:51:44 CST		



峰结果

保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	高度 (微伏)	% 面积
1	7728	1178	0.04
2	18161	2807	0.09
3	12093	1734	0.06
4	19298552	1899868	99.58
5	29260	3275	0.15
6	15098	1045	0.08