




样品信息


样品名称:	C0163 (P23081401)	采集者:	wujie
样品类型:	未知	样品组名称:	2023082301
瓶号:	56	采集方法组:	C0163_RS_01
进样次数:	1	处理方法:	C0163_1205
进样体积:	10.00 uL	通道名称:	2487通道 1
运行时间:	18.0 Minutes	处理通道注释:	2487通道 1
采集时间:	2023/8/23 9:48:04 CST		
处理时间:	2023/8/23 10:27:30 CST		

自动标尺色谱图



峰结果

保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	高度 (微伏)	% 面积
1 11.844	29166	1659	0.37
2 12.147	17492	2805	0.22
3 12.236	54647	3525	0.69
4 12.883	7810835	558164	98.20
5 13.453	17208	1502	0.22
6 14.183	9930	710	0.12
7 14.967	6806	419	0.09
8 15.300	8017	466	0.10



报告用户: wujie
 报告方法: REPORT 02
 报告方法 ID: 12697
 页码: 1 (共计 1)

项目名称: Customer peptide
 打印日期:
 2023/8/23
 10:27:41 PRC