


样品信息

样品名称:	样1-20240218	采集者:	System
样品类型:	未知	样品组名称:	1
样品瓶:	2	采集方法组:	诺米林
进样次数:	1	处理方法:	Default
进样体积:	10.00 ul	通道名称:	W2489 ChA
运行时间:	30.0 Minutes	处理通道说明:	W2489 ChA 210nm
采集时间:	2024/2/18 15:45:02 CST		
处理时间:	2024/2/18 11:31:09 CST		

自动缩放色谱图



峰结果

名称	保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	高度 (微伏)	% 面积
1	5.990	97784	4062	1.33
2	9.745	1236492	74821	98.67