


<样品信息>


样品名 : PBST
 样品ID : PB0310
 样品瓶号 : 1-3
 进样体积 : 20
 分析日期 : 2021/2/23 15:17:18
 处理日期 : 2021/2/23 15:30:43
 样品类型 : 未知
 分析者 : System Administrator

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.760	3870	0.013	308	816	0.65	—
2	3.173	9237	0.030	615	253	—	0.7
3	3.307	9513	0.031	832	844	—	0.2
4	3.577	4737	0.015	489	202	—	0.4
5	3.789	9491	0.031	882	172	—	0.2
6	4.022	61899	0.200	2992	981	—	0.3
7	5.142	84632	0.274	5071	46	—	0.6
8	5.593	30621050	99.081	2436528	4339	0.75	0.3
9	6.557	3942	0.013	271	1000	—	1.7
10	6.928	52874	0.171	4193	7179	—	0.6
11	7.957	18223	0.059	1285	7856	0.94	3.0
12	9.489	22799	0.074	1479	9019	—	4.0
13	9.978	2688	0.009	130	2818	—	0.8
总计		30904955	100.000	2455075			



Product Name: Telaprevir (LY-570310; VX950; MP-424)
 In vivoChem Cat #: V0725
 CAS #: 402957-28-2
 Batch #: V072501
 Formula: C36H53N7O6
 Molecular Weight: 679.85